





## Стойки для тростей и костылей Barry Rack 15, Barry Rack 18, Barry Rack 6




Характеристики	Barry Rack 15	Barry Rack 18	Barry Rack 6
Материал	Дерево	Хромиро- ванная сталь	Сталь с порошковым напылением
Конструкция	Разборная	Разборная	Не разборная
Габариты, см	59x14,5x64	135x30x30	36x11x5,5
Габариты коробки, см	19,5x4,5x67	33x4,5x117	50x30x7,5
Вес, кг	4,5	1,2	7,2
Вес с упаковкой, кг	5,5	2,0	8,2
Вместимость	15 тростей/ костылей	18 тростей/ костылей	6 тростей/ костылей

# Инструкция по сборке

## Barry Rack 15



Инструкция по сборке  
Barry Rack 18



Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Срок службы - 5 лет.

Адрес гарантийной мастерской:

г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр.5.

Артикул № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

Производитель: Valentine International Ltd

8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Телефон: +7 (495) 792-31-90