

















Название компании:			
Информация о пользователе:			
Пол _____			
Возраст _____			
Рост _____			
Вес _____			
Диагноз и год, когда его установили _____			
Наличие или отсутствие прогресса в реабилитации _____			
Ширина бедер _____			
Длина бедра _____			
Высота голени _____			
Высота сидения сзади _____			
Высота до начала лопаток _____			
Высота подушки с пользователем _____			
Дата заполнения:			
<p>◆ - стандартная опция, ○ – бесплатная опция. При выборе опции (с ценой или без) выделить значение цветом. Например: «От €199,00» или «◆».</p>			
АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА И ОПЦИЯ	ОПИСАНИЕ
DDC0031	Kushall Champion	От 219000 рублей	
DDC0000	Специальная конструкция	Укажите, пожалуйста, всю информацию в конце данной формы	
Рама			
DDC0203	Алюминиевая, угол 75° (не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	◆	
DDC0212	Алюминиевая, угол 85° (не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	○	
DDC0201	Алюминиевая, угол 75°, зауженная спереди (не совместима с шириной сиденья 360-380 мм DDC0126/0128)	От €199,00	
DDC0243	Алюминиевая, угол 85°, зауженная спереди (не совместима с шириной сиденья 360 мм DDC0126)	От €199,00	
DDC0287	Титановая, угол 75° (не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	От €675,00	
DDC0292	Титановая, угол 85° (не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	От €675,00	
DDC0204	Карбоновая, угол 85° (не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138, глубиной сиденья 340-380 мм DDC0410/0412/0415, защитой на раму спереди DDC1739)	От €675,00	
Ширина сиденья (SB)			
DDC0126	360 мм (не совместима с зауженной спереди рамой DDC0201/ DDC0243)	○	
DDC0128	380 мм (не совместима с зауженной спереди рамой 75° DDC0201, зауженной спереди рамой 85° DDC0243 в комбинации с откидной опорой для стоп DDC1500)	○	
DDC0130	400 мм	○	
DDC0132	420 мм	○	
DDC0134	440 мм (не совместима с облегченной обивкой DDC0615)	○	
DDC0136	460 мм (не совместима с облегченной обивкой DDC0615)	○	
DDC0138	480 мм (возможна только с зауженной спереди рамой DDC0201/ DDC0243) (Не совместима со спинкой Elite Standart высотой 360 мм) (не совместима с облегченной обивкой DDC0615, спинками MX2)	○	











Глубина сиденья (ST)			
DDC0410	340 мм (не совместима с карбоновой рамой DDC0204) (не совместима с облегченной обивкой DDC0615) (не совместима с подушками Matrx DDC0662)	○	
DDC0412	360 мм (не совместима с карбоновой рамой DDC0204) (несовместима с подушками Matrx DDC0662)	○	
DDC0415	380 мм (не совместима с карбоновой рамой DDC0204) (не совместима с подушками Matrx DDC0662/0663)	○	
DDC0417	400 мм	○	
DDC0419	420 мм	○	
DDC0421	440 мм (не совместима с облегченной обивкой DDC0615)	○	
DDC0424	460 мм (не совместима с облегченной обивкой DDC0615)	○	
DDC0427	480 мм (не совместима с карбоновой рамой DDC0204) (не совместима с облегченной обивкой DDC0615)	○	
Высота спинки (RH)			
DDC0585	Высота спинки зависит от высоты сиденья (Выбирать при заказе спинки Matrx)		
DDC0550	300 мм (не совместима со стандартной обивкой спинки DDC0700)	○	
DDC0503	315 мм (не совместима со стандартной обивкой спинки DDC0700)	○	
DDC0506	330 мм	○	
DDC0509	345 мм	○	
DDC0512	360 мм	○	
DDC0514	375 мм	○	
DDC0516	390 мм	○	
DDC0518	405 мм	○	
DDC0520	420 мм	○	
DDC0522	435 мм	○	
DDC0524	450 мм	○	
DDC0526	465 мм	○	
Высота от пола до сиденья спереди (SHV)			
DDC0847	450 мм	○	
DDC0848	460 мм	○	
DDC0849	470 мм	○	
DDC0850	480 мм	○	
DDC0851	490 мм	○	
DDC0852	500 мм	○	
DDC0853	510 мм	○	
DDC0854	520 мм	○	
DDC0855	530 мм	○	
DDC0856	540 мм (не совместима с передними колесами 3" и 4")	○	
Высота от пола до сиденья сзади (SHH) При угле рамы 75° разница между SHV и SHH может быть макс. 70 мм., мин. 0 мм. При угле рамы 85° разница между SHV и SHH может быть макс. 100 мм., мин. 30 мм. Соотношение SHH с размером задних колес: 22" при SHH 390 – 440 мм, 24" при SHH 390 - 460 мм, 25" при SHH 410 – 480 мм, 26" при SHH 430 – 490 мм.			
DDC0944	390 мм	○	
DDC0945	400 мм	○	
DDC0946	410 мм	○	
DDC0947	420 мм	○	
DDC0948	430 мм	○	
DDC0949	440 мм	◆	
DDC0950	450 мм	○	
DDC0951	460 мм	○	






DDC0952	470 мм	○	
DDC0953	480 мм	○	
DDC0954	490 мм	○	
Высота от пятки до колена (UL)			
DDC1673	320 мм	○	
DDC1674	330 мм	○	
DDC1675	340 мм	○	
DDC1676	350 мм	○	
DDC1677	360 мм	○	
DDC1678	370 мм	○	
DDC1679	380 мм	○	
DDC1680	390 мм	○	
DDC1681	400 мм	○	
DDC1682	410 мм	○	
DDC1683	420 мм	○	
DDC1684	430 мм	◆	
DDC1685	440 мм	○	
DDC1686	450 мм	○	
DDC1687	460 мм	○	
DDC1688	470 мм	○	
DDC1689	480 мм	○	
DDC1690	490 мм	○	
DDC1691	500 мм	○	
СПИНКА			
DDC0734	Складная вперед спинка, регулируемая по углу наклона с механизмом фиксации во время транспортировки	◆	
Обивка спинки			
DDC0700	Обивка стандартная, нейлоновая (не совместима с высотой спинки $RH < 330$ мм) (не совместима с ручками для толкания, регулируемые по высоте, DDC0703) (не совместима с стабилизатором жёсткости рамы спинки DDC1491)	◆	
DDC0726	Обивка нейлоновая с регулируемыми ремнями натяжения жесткости (черная)	○	
DDC0735	Обивка Aero (вентилируемая) с регулируемыми ремнями натяжения жесткости	От €159,00	
DDC0769	Без обивки (Выбирать при заказе спинок Matrx)	○	
Спинки Matrx Только без ручек для толкания (DDC0750) или с регулируемыми по высоте ручками (DDC0733). (Не совместимы со стабилизатором жесткости рамы спинки DDC1491) (Не совместимы с обивкой сиденья DDC0700/0722/0735/3001/3002/3003) (Не совместимы с трубчатыми подлокотниками DDC1411)			
DDC0764	Matrx MX2, высота спинки 150 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	От €1168,00	








DDC0765	Matrx MX2, высота спинки 230 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	От €1168,00	
DDC0766	Matrx MX2, высота спинки 305 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	От €1168,00	
DDC0767	Matrx MX2, высота спинки 405 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	От €1168,00	
DDC0756	Elite Deep, высота спинки 310 мм	От €883,00	
DDC0757	Elite Deep, высота спинки 410 мм	От €883,00	
DDC0758	Elite Standart, высота спинки 260 мм	От €795,00	
DDC0759	Elite Standart, высота спинки 310 мм	От €795,00	
DDC0760	Elite Standart, высота спинки 360 мм (Не совместима с шириной сиденья 480 мм DDC0138)	От €795,00	
DDC0761	Elite Standart, высота спинки 410 мм	От €795,00	
Ручки для толкания			
DDC0750	Без ручек для толкания (Не совместимы с RH < 330 мм)	○	
DDC0751	Ручки для толкания (укороченные) (Не совместимы со спинками Matrx)	От €49,00	
DDC0702	Ручки для толкания (удлиненные) (Не совместимы со спинками MatrX)	◆	
DDC0703	Ручки для толкания, регулируемые по высоте, установленные на спинку (Не совместимы со стандартной нейлоновой обивкой DDC0700) (Не совместимы со спинками Matrx)	От €249,00	
DDC0704	Ручки для толкания складные (Не совместимы со стабилизатором жесткости рамы спинки (DDC1491); спинками Matrx)	От €179,00	
DDC0733	Ручки для толкания регулируемые по высоте интегрированные в трубку спинки (Не совместимы со стабилизатором жесткости рамы спинки (DDC1491))	От €179,00	
Угол наклона спинки к сиденью (RW) впоследствии угол наклона спинки может регулироваться самостоятельно			
DDC0713	76°	○	
DDC0714	80.5°	○	
DDC0715	85°	◆	
DDC0716	89.5°	○	
DDC0717	94°	○	
Опции спинки			
DDC1491	Стабилизатор жесткости рамы спинки (откидной и съемный) (не совместима со складными ручками для толкания DDC0704) (не совместима со стандартной нейлоновой обивкой DDC0700) (не совместима с высотой спинки RH < 405 мм)	От €250,00	
СИДЕНЬЕ			
Обивка сиденья			








DDC0610	Стандартная нейлоновая	◆	
DDC0615	Облегченная обивка сиденья (Не совместима с глубиной сиденья (ST) и шириной сиденья (SB) более 420 мм) (Не совместима с глубиной сиденья (ST) 340 мм DDC0410)	От €149,00	
Подушки и опции сиденья			
DDC0600	Стандартная подушка со слоем вязкоэластичного пенополиуретана (высота подушки 6 см)	От €89,00	
DDC0662	Подушка Matrix Libra (Не совместима с глубиной сиденья ST < 400 мм; при ширине сиденья SB 360 мм совместима только с глубиной сиденья ST 400/420 мм)	От €540,00	
Сумка съемная			
DDC0606	Сумка для крепления под сиденьем (съемная) Содержит ленту-фиксатор с клипсами (DDC1714)	От €69,00	
Опора для стоп			
DDC1500	Откидная опора для стоп (регулируемая по углу наклона) установленная вперед	○	
DDC1501	Откидная опора для стоп (регулируемая по углу наклона) установленная назад	○	
Ремень-фиксатор голени			
DDC1533	Ремень-фиксатор голени, установленный на вилке передних колес (Не совместим с высоко поставленной подножкой)	◆	
DDC1535	Ремень-фиксатор голени, установленный на раму	○	
БОКОВЫЕ ЩИТКИ/ПОДЛОКОТНИКИ			
Боковые щитки			
DDC1401	Боковые щитки карбоновые, откидные (прямые)	◆	
DDC1405	Боковые щитки карбоновые, фиксированные, с защитой от грязевых брызг (Не совместимы с подлокотниками DDC1416)	От €225,00	

DDC1408	Боковые щитки карбоновые, съемные, с защитой от грязевых брызг (не совместимы с подлокотниками DDC1416)	От €225,00	
Подлокотники			
DDC1411	Трубчатые подлокотники, не блокирующиеся, регулируемые по высоте, съемные, откидывающиеся, оснащенные подушкой (не совместимы со спинками Matrix)	От €429,00	
DDC1416	T образные подлокотники, регулируемые по высоте (без боковых щитков) (не совместимы со съемными боковыми щитками DDC1405/ DDC1408)	От €279,00	
РАМА			
Цвет рамы (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка) карбоновая и титановая рамы не могут быть окрашены			
DDC0300	Glossy-Black (глянцево-черный)	○	
DDC0302	Royal blue (тёмно-лазурный)	○	
DDC0303	Royal red (багровый)	○	
DDC0314	Black matt (матово-черный)	○	
DDC0315	Silver grey (серый)	○	
DDC0366	Dynamite orange (оранжевый)	○	
DDC0365	Mercury blue (голубой)	○	
DDC0368	Nitro pink (розовый)	○	
DDC0367	Atomic violet (фиолетовый)	○	
DDC0369	Mint green (зелёная мята)	○	
DDC0356	Ivory white (слоновая кость)	○	
DDC0358	Smokey grey (дымчатый серый)	○	
DDC0359	Flashy yellow (ярко-желтый)	○	
Цвет деталей (CPS) (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка) Покраска деталей (CPS) относится к следующим частям: -ступица (штулка) задних колес Starec и High Performance; -обод (борт) задних колес Starec размером 24" (кроме цвета хром); -обод (борт) передних колес Starec; -боковые фиксаторы; -адаптер фиксации заднего колеса; -вилки передних колес			
DDC0338	Chrome (хром) !обод (борт) задних колес Starec доступен только в черном цвете при выборе XROM	От €239,00	
DDC0330	Techno-anthracite (антрацитовый)	От €239,00	
DDC0329	Comet red (красный)	От €239,00	
DDC0339	Champagne (шампань)	От €239,00	
DDC0334	B-blue (синий)	От €239,00	
DDC0336	Artic blue (светло-голубой)	От €239,00	
КОЛЕСА			
Передние колеса			
DDC0800	3" Supersport (не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 530-540 мм DDC0855/0856)	○	
DDC0801	4" Everyday (резина черного цвета) (не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)	○	
DDC0860	4" Comfort (резина черного цвета) (не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)	○	
DDC0809	4" Starec (черный) (не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)	От €114,00	
DDC0861	4" Starec (хром) (не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)	От €114,00	
DDC0803	4" Starec (антрацитовый) (не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)	От €114,00	

DDC0808	4" Starec (красный) <i>(не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)</i>	От €114,00	
DDC0825	4" Starec (шампань) <i>(не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)</i>	От €114,00	
DDC0807	4" Starec (синий) <i>(не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)</i>	От €114,00	
DDC0831	4" Starec (светло-голубой) <i>(не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)</i>	От €114,00	
DDC0796	4" FrogLegs с черным диском <i>(не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)</i>	От €114,00	
DDC0797	4" FrogLegs с серебряным диском <i>(не совместимы с высотой от пола до сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856)</i>	От €114,00	
DDC0810	5" Light wheel (резина черного цвета)	○	
DDC0863	5" Comfort (резина черного цвета)	◆	
DDC0819	5" Starec (черный)	От €114,00	
DDC0862	5" Starec (хром)	От €114,00	
DDC0813	5" Starec (антрацитовый)	От €114,00	
DDC0818	5" Starec (красный)	От €114,00	
DDC0827	5" Starec (шампань)	От €114,00	
DDC0817	5" Starec (синий)	От €114,00	
DDC0832	5" Starec (светло-голубой)	От €114,00	
DDC0798	5" FrogLegs с черным диском	От €114,00	
DDC0799	5" FrogLegs с серебряным диском	От €114,00	
Фиксация задних колес			
DDC0263	№1 спереди (самая неустойчивая позиция)	○	
DDC0264	№2 спереди	○	
DDC0265	№3 спереди	○	
DDC0266	№4 спереди	○	
DDC0267	№5 спереди	◆	
DDC0268	№6 спереди	○	
DDC0269	№7 спереди	○	
DDC0259	№8 спереди	○	
DDC0260	№9 спереди (самая устойчивая позиция)	○	
Специальные оси задних колес			
DDC0909	Быстросъемная ось Quad (для пользователей с тетраплегией) <i>(Не совместимы с задними колесами Spinergy LXX DDC0906/0912)</i>	От €125,00	
Размер задних колес			
DDC0901	22"	○	
DDC0902	24"	◆	
DDC0925	25" <i>(Не совместимы задними колесами Starec DDC0915)</i>	○	
DDC0903	26"	○	
Развал задних колес			
DDC0282	0°	◆	
DDC0279	2°	○	
DDC0283	4° <i>(не совместимы с тормозами Performance DDC1302)</i>	○	

Задние колеса			
DDC0915	22", 24", 26" KÜSCHALL Starec с перекрестными спицами! !Втулка (ступица) стального цвета, борт (обод) - черного цвета;	◆	
DDC0908	24" High Performance !Втулка (ступица) и борт (обод) черного цвета; <i>(Не совместимы с литыми шинами DDC1004)</i>	От €299,00	
DDC0918	25" High Performance !Втулка (ступица) и борт (обод) черного цвета; <i>(Не совместимы с литыми шинами DDC1004)</i>	От €389,00	
DDC0906	24" Spinergy LXX !Втулка (ступица), борт (обод) и спицы черного цвета; <i>(Не совместимы с литыми шинами DDC1004, быстросъемной осью Quad DDC0909)</i>	От €719,00	
DDC0912	25" Spinergy LXX !Втулка (ступица), борт (обод) и спицы черного цвета; <i>(Не совместимы с литыми шинами DDC1004, быстросъемной осью Quad DDC0909)</i>	От €809,00	
Шины задних колес			
DDC1014	22", 24", 25", 26" Schwalbe Rightrun чёрные/серые	○	
DDC1002	22", 24" С протектором, высокого давления (7 бар)	◆	
DDC1010	24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus <i>(с кевларовой защитой от проколов)</i>	От €69,00	
DDC1004	24" Литая шина с протектором <i>(не совместимы с колесами High Performance DDC0908/0918 или колесами Spinergy LXX DDC0906/0912)</i>	От €40,00	
DDC1011	24", 25" Schwalbe ONE <i>(с защитой от проколов)</i>	От €79,00	
Обод (обруч) для толкания			
DDC1102	22", 24", 26" Supergripp (прорезиненный), расстояние до колеса 3 см.	От €209,00	

DDC1104	24", 26" Steel (стальной), расстояние до колеса 3 см.	От €49,00	
DDC1106	24", Titanium (титановый), расстояние до колеса 3 см.	От €219,00	
DDC1107	24" Titanium, (титановый), расстояние до колеса 4 см.	От €249,00	
DDC1120	24", 25" The Surge LT, расстояние до колеса 3 см.	От €359,00	
DDC1121	24" Carbolife Gekko, расстояние до колеса 3 см.	От €395,00	
DDC1113	22", 24", 25", 26" Light Alu алюминиевый (серого цвета), расстояние до колеса 3 см.	♦	
DDC1114	22", 24", 25", 26" Light Alu алюминиевый (серого цвета), расстояние до колеса 4 см.	○	
DDC1117	22", 24", 25", 26" Алюминиевый, черный, дистанция 30 мм	○	
DDC1122	24" Carbolife Curve-L, расстояние до колеса 3 см.	От €379,00	
Защита на спицы задних колес			
DDC1200	22", 24", 26" Transparent (прозрачная)	От €139,00	
DDC1202	24" с логотипом Kuschall (kusch)	От €139,00	

	<i>(не совместима с колесами Spinergy LXX DDC0906)</i>		
DDC1208	24" прозрачная и белая с логотипом Kuschall <i>(не совместима с колесами Spinergy LXX DDC0906)</i>	От €139,00	
Фиксатор рамы при транспортировке в сложенном состоянии			
DDC1722	Лента-фиксатор на липучках <i>(не совместима с зауженной спереди рамой DDC0201/0243)</i> <i>(не совместима с шириной сиденья (SB) 360 мм и 380 мм DDC0126/0128)</i>	♦	
DDC1714	Лента-фиксатор с клипсами <i>(не совместима с зауженной спереди рамой DDC0201/0243)</i>	○	
Механизм помощи при раскладывании			
DDC1719	Механизм помощи при раскладывании (для раскладывания спереди)	♦	
БЕЗОПАСНОСТЬ и ОПЦИИ			
Тормоза			
DDC1300	Тормоз Standard с изогнутым рычагом	♦	
DDC1301	Тормоз Standard с прямым рычагом	○	
DDC1306	Тормоз натяжной	От €29,00	
DDC1302	Тормоз Performance с откидным язычком <i>(не совместимы с развалом колес 4°)</i>	От €145,00	
DDC1303	Тормоз Active	От €69,00	
Рычаг удлинения тормоза			
DDC1310	Рычаг удлинения тормоза <i>(не совместимы с тормозами Performance DDC1302) и Active DDC1303)</i>	От €59,00	
Антипрокидыватели			
DDC1702	Антипрокидыватель одинарный, справа	От €149,00	
DDC1703	Антипрокидыватель одинарный, слева	От €149,00	
DDC1704	Антипрокидыватели с двух сторон	От €295,00	
Ремень			
DDC1730	Ремень безопасности	От €49,00	
Светоотражатели			


Ред. 23.03.2020

DDC1710	Светоотражатели, установленные на спицы	◆	
DDC1711	Светоотражатели без установки на спицы	○	
АКСЕССУАРЫ			
DDC1744	Держатель для сумки (не совместим с карбоновой рамой DDC0204)	От €345,00	
DDC1745	Держатели для бутылки	От €55,00	
DDC1708	Рычаг для опрокидывания (справа)	От €125,00	
DDC1706	Держатель для трости (справа)	От €125,00	
DDC1739	Защита на раму спереди, 2 шт, на липучках (Не совместима с карбоновой рамой DDC0204)	От €39,00	
DDC1700	Транзитные колеса 3" (Возможно только при установке Антиопрокидывателей с двух сторон DDC1704)	От €199,00	
DDC1715	Ручной насос	От €28,00	
DDC1712	Часы Kuschall, правая сторона	От €147,00	
DDC1712	Часы Kuschall, левая сторона	От €147,00	
DDC1717	Набор инструментов	От €25,00	
DDC1728	Сумка для колес 24" и 26"	От €75,00	
DDC1740	Сумка для переноски коляски Champion	От €269,00	
DDC1734	Дополнительный комплект колес 24" Mountain Bike с сумкой (шинами, алюминиевый обод для толкания и оси в комплекте)	От €499,00	

Цвет рамы (должны соответствовать перечню в бланке):



Цвет деталей CPS (должны соответствовать перечню в бланке):



Специальная конструкция: