














Название компании:			
Информация о пользователе:			
Пол _____			
Возраст _____			
Рост _____			
Вес _____			
Диагноз и год, когда его установили _____			
Наличие или отсутствие прогресса в реабилитации _____			
Ширина бедер _____			
Длина бедра _____			
Высота голени _____			
Высота сидения сзади _____			
Высота до начала лопаток _____			
Высота подушки с пользователем _____			
Дата заполнения:			
<p>◆ - стандартная опция, ○ – бесплатная опция. При выборе опции (с ценой или без) выделить значение цветом. Например: «От €199,00» или «◆».</p>			
АРТИК УЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА И ОПЦИЯ	ОПИСАНИЕ
DDA0067	Kushall K-Series	От 210000 руб	
DDA0000	Специальная конструкция	Укажите, пожалуйста, всю информацию в конце данной формы	
Рама (пакеты)			
Если выбран пакет, то входящие в него опции не отмечать дополнительно			
DDA2000	Карбоновый пакет: Карбоновая рама 75° - Карбоновая подножка – Карбоновая ось	От €975,00	+150 грамм
DDA2001	Титановый пакет: Титановая рама – Титановая спинка- Титановая подножка	От €1.399,00	-225 грамм (не совместимы с шириной сиденья 320 мм DDA0122)
DDA2002	«Облегченный» пакет 1: Титановая спинка- Титановая подножка – Карбоновая ось	От €715,00	-305 грамм (не совместимы с шириной сиденья 320 мм DDA0122)
DDA2003	«Облегченный» пакет 2: Титановая спинка – Титановая подножка-Карбоновая ось – Облегченная обивка сиденья – Облегченная обивка спинки	От €808,00	-720 грамм (не совместимы с шириной сиденья 320 мм DDA0122)
DDA2004	«Облегченный» пакет 3: Титановая спинка – Титановая подножка - Карбоновая ось - Облегченная обивка сиденья - Облегченная обивка спинки- задние колеса 24" Spinergy LXX – шины Schwalbe ONE – Активные тормоза	От €1.400,00	-1560 грамм (не совместимы с шириной сиденья 320 мм DDA0122)
Рама			
DDA0284	Алюминиевая, угол 75°	◆	
DDA0285	Алюминиевая, угол 75°- зауженная рама в коленях	○	
DDA0286	Алюминиевая, угол 75°+50 мм (не совместима с глубиной сиденья 350, 375 и 400 мм DDA0411/0414/0417)	○	











DDA0287	Титановая, угол 75°	От €945,00	
DDA0288	Карбоновая, угол 75°	От €699,00	
DDA0289	Алюминиевая, угол 90° (не совместима с передними колесами 5")	○	
DDA0290	Алюминиевая, угол 90°- зауженная рама спереди (не совместима с передними колесами 5")	○	
DDA0291	Алюминиевая, угол 90°+50 мм (не совместима с глубиной сиденья 350, 375 и 400 мм (DDA0411/0414/0417) и передними колесами 5")	○	
DDA0292	Титановая, угол 90° (не совместима с передними колесами 5")	От €945,00	
Ширина сиденья (SB)			
DDA0122	320 мм (не совместима со спинками и подушками Matrx, обивкой сиденья с регулировкой жёсткости DDA0611 и с титановой спинкой DDA0731)	○	
DDA0124	340 мм (не совместима со спинками и подушками Matrx)	○	
DDA0126	360 мм	○	
DDA0128	380 мм	○	
DDA0130	400 мм	○	
DDA0132	420 мм	○	
DDA0134	440 мм (не совместима с облегченными обивками сиденья и спинки DDA0615/0721)	○	
DDA0136	460 мм (не совместима с облегченными обивками сиденья и спинки DDA0615/0721)	○	
DDA0138	480 мм (не совместима с спинками Matrx MX2, с облегченными обивками сиденья и спинки DDA0615/0721) (не совместима со спинкой Elite Standard высотой 360 мм DDA0760)	○	
DDA0140	500 мм (не совместима с спинками Matrx MX2, с облегченными обивками сиденья и спинки DDA0615/0721)	○	
Глубина сиденья (ST)			
DDA0411	350 мм (не совместима с алюминиевой рамой +50 мм, подушками Matrx, положениями сиденья 1/2 DDA0461/0462)	○	
DDA0414	375 мм (не совместима с алюминиевой рамой +50 мм, подушками Matrx)	○	
DDA0417	400 мм (не совместима с алюминиевой рамой +50 мм)	◆	
DDA0420	425 мм	○	
DDA0423	450 мм (не совместима с облегченной обивкой сиденья DDA0615)	○	
DDA0426	475 мм (возможен только с алюминиевой рамой +50мм; не совместима с облегченной обивкой сиденья DDA0615)	○	
DDA0429	500 мм (возможен только с алюминиевой рамой +50мм; не совместима с облегченной обивкой сиденья DDA0615)	○	
DDA0432	525 мм (возможен только с алюминиевой рамой +50мм; не совместима с облегченной обивкой сиденья DDA0615)	○	
Положение сиденья (позиция крепления на раме)			
DDA0461	Позиция 1 = 140 мм: самая неустойчивая; (не совместима с глубиной сиденья (ST) 350 мм DDA0411)	○	
DDA0462	Позиция 2 = 125 мм (не совместима с глубиной сиденья (ST) 350 мм DDA0411)	○	
DDA0463	Позиция 3 = 110 мм	◆	
DDA0464	Позиция 4 = 95 мм	○	
DDA0465	Позиция 5 = 80 мм: самая устойчивая позиция	○	





Высота спинки (RH)			
DDA0585	Высота спинки зависит от высоты сиденья (<i>Выбирать при заказе спинки Matrix</i>)	○	
DDA0548	270 мм (не совместим с ручками, регулируемые по высоте, отдельно установленными DDA0703) (с трубчатыми подлокотниками возможна только со стандартными ручками или без ручек)	○	
DDA0580	285 мм (При выборе спинки Matrix только в комбинации с заниженной полукруглой и прямой ручкой-стабилизатором DDA0772/0773) (с трубчатыми подлокотниками возможна только со стандартными ручками или без ручек)	○	
DDA0550	300 мм (с трубчатыми подлокотниками возможна только со стандартными ручками или без ручек)	○	
DDA0503	315 мм	○	
DDA0506	330 мм	○	
DDA0509	345 мм	○	
DDA0512	360 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
DDA0514	375 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	◆	
DDA0516	390 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
DDA0518	405 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
DDA0520	420 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
DDA0522	435 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
DDA0524	450 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
DDA0526	465 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
DDA0528	480 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки DDA0721)	○	
Высота от пола до сиденья спереди (SHV)			
DDA0847	450 мм (Возможна только при стандартной алюминиевой раме) (Не совместима с передними колесами 5")	○	
DDA0848	460 мм (Возможна только при стандартной алюминиевой раме) (Не совместима с передними колесами 5")	○	
DDA0849	470 мм (Возможна только при стандартной алюминиевой раме) (Не совместима с передними колесами 5")	○	
DDA0850	480 мм	○	
DDA0851	490 мм	○	
DDA0852	500 мм	◆	
DDA0853	510 мм	○	
DDA0854	520 мм	○	
Высота от пола до сиденья сзади (SHh)			
DDA0944	390 мм (не совместим с приводными колесами 25" и 26" DDA0925/DDA0903)	○	









DDA0945	400 мм (не совместим с приводными колесами 26" DDA0903)	○	
DDA0946	410 мм	○	
DDA0947	420 мм	○	
DDA0948	430 мм	◆	
DDA0949	440 мм	○	
DDA0950	450 мм	○	
DDA0951	460 мм	○	
DDA0952	470 мм	○	
DDA0953	480 мм	○	
DDA0954	490 мм	○	
Высота от пятки до колена (UL) Пожалуйста, имейте в виду, при $UL < 39$ см и в зависимости от конфигурации подножка может быть высоко установлена. Для рамы 75°: $UL \leq SHV - 3$ см! Для рамы 90°: $UL \leq SHV - 4$ см!			
DDA1670	290 мм	○	
DDA1671	300 мм	○	
DDA1672	310 мм	○	
DDA1673	320 мм	○	
DDA1674	330 мм	○	
DDA1675	340 мм	○	
DDA1676	350 мм	○	
DDA1677	360 мм	○	
DDA1678	370 мм	○	
DDA1679	380 мм	○	
DDA1680	390 мм	○	
DDA1681	400 мм	○	
DDA1682	410 мм	○	
DDA1683	420 мм	○	
DDA1684	430 мм	◆	
DDA1685	440 мм	○	
DDA1686	450 мм	○	
DDA1687	460 мм	○	
DDA1688	470 мм	○	
DDA1689	480 мм	○	
СПИНКА			
Материал спинки			
DDA0730	Алюминиевая	○	
DDA0731	Титановая (не совместим со спинками DDA0771/0772/0773, и с ручками, регулируемые по высоте, отдельно установленными DDA0703) (Не совместима с шириной сиденья (SB) 320 мм DDA0122)	От €375,00	
Тип спинки			
DDA0770	Стандартная (с полукруглой ручкой-стабилизатором) (не совместима со спинками Matrix)	◆	
DDA0771	Женская спинка (не совместима со спинками Matrix)	От €229,00	
DDA0772	С заниженной полукруглой ручкой-стабилизатором	○	
DDA0773	С прямой ручкой-стабилизатором Только для комплектации без спинки DDA0769 и для спинок Matrix При выборе спинки Matrix, высота трубок спинки 285 мм (без телескопической регулировки). Не совместима со спинками Elite DDA0756-DDA0761; с титановой спинкой DDA0731.	○	
Обивка спинки			
DDA0721	Облегченная обивка (не совместима с ручками, регулируемые по высоте, отдельно установленными DDA0703; шириной сиденья (SB) > 420 мм/ высотой спинки (RH) > 345 мм)	○	

DDA0726	Обивка нейлоновая с регулируемыми ремнями натяжения жесткости (черная)	◆	
DDA0735	Обивка дышащая, пористая Aero, регулируемая ремнями-натяжителями	От €159,00	
DDA0769	Без обивки спинки (Выбирать при заказе спинки Matrix. Совместима только с DDA0772/DDA0773)		○
Спинки Matrix (Не совместимы со стандартной спинкой DDA0770, женской спинкой DDA0771)			
DDA0764	Спинка Matrix MX2, высота 150 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140)	От €1168,00	
DDA0765	Спинка Matrix MX2, высота 230 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140)	От €1168,00	
DDA0766	Спинка Matrix MX2, высота 305 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140)	От €1168,00	
DDA0767	Спинка Matrix MX2, высота 405 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140)	От €1168,00	
DDA0756	Спинка Elite Deerp, высота 310 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA1022/1024)	От €883,00	
DDA0757	Спинка Elite Deerp, высота 410 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA1022/1024)	От €883,00	
DDA0758	Спинка Elite Standard, высота 260 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA1022/1024)	От €795,00	
DDA0759	Спинка Elite Standard, высота 310 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA1022/1024)	От €795,00	
DDA0760	Спинка Elite Standard, высота 360 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA1022/1024, 480-500 мм DDA0138/0140)	От €795,00	
DDA0761	Спинка Elite Standard, высота 410 мм, быстросъемная (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA1022/1024)	От €795,00	
Варианты ручек для толкания			
DDA0750	Без ручек	◆	
DDA0751	Фиксированные, короткие	От €78,00	
DDA0702	Фиксированные, длинные	От €49,00	
DDA0703	Регулируемые по высоте, отдельно установленные (не совместимы с RH 270 мм и от 285 до 330 мм в сочетании с трубчатými подлокотниками) (не совместимы со спинкой с заниженной полукруглой ручкой-стабилизатором DDA0772, или прямой ручкой-	От €249,00	







	стабилизатором DDA0773, облегченной обивкой DDA0721 и титановой спинкой DDA0731)		
DDA0704	Складные (не совместимы с RH от 285 до 330 мм в сочетании с трубчатыми подлокотниками) (не совместимы с прямой ручкой-стабилизатором DDA0773) (не совместимы со стандартной спинкой DDA0770, женской спинкой DDA0771)	От €179,00	
DDA0733	Регулируемые по высоте, интегрированные (не совместимы со стандартной спинкой DDA0770, женской спинкой DDA0771)	От €179,00	
Угол наклона спинки к сиденью (RW) впоследствии угол наклона спинки может регулироваться самостоятельно			
DDA0707	74°	○	
DDA0718	78°	○	
DDA0709	82°	◆	
DDA0719	86°	○	
DDA0711	90°	○	
СИДЕНЬЕ			
Обивка сиденья			
DDA0610	Стандартная нейлоновая	◆	
DDA0615	Облегченная обивка сиденья (не совместима с шириной сиденья (SB)>420 мм / глубиной сиденья (ST)>425 мм)	От €149,00	
DDA0611	Обивка с натяжителями (не совместима с глубиной 525 мм)	От €179,00	
Карманы на обивке			
DDA0616	Маленький карман под сиденьем (16x34 см)	От €29,00	
DDA0617	Большой карман под сиденьем (24x34 см)	От €39,00	
Сумка съемная			
DDA0606	Сумка съемная, крепится на клипсы (фиксирующие коляску в сложенном состоянии) спереди рамы	От €69,00	
Подушка			


DDA0600	Стандартная подушка со слоем вязкоэластичного пенополиуретана (высота подушки 6 см)	От €89,00	
DDC0662	Подушка Matrx Libra (не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм DDA0122/DDA0124), глубиной сиденья (ST) 350-375 мм DDA0411/0414; при ширине сиденья (SB) 360 мм совместима только с глубиной сиденья (ST) 400/425 мм)	От €540,00	
ПОДНОЖКИ			
Вид подножки и опора для стоп			
DDA1508	Алюминиевая	♦	
DDA1509	Титановая (Не возможна высокая фиксация)	От €256,00	
DDA1570	Карбоновая, регулируемая по углу наклона	От €218,00	
DDA1515	Накладка откидная (Не совместима с высокой фиксацией подножки, зауженной рамой, SB 480 мм, SB 500 мм)	От €585,00	
Накладка на подножку			
DDA1513	Накладка пластиковая (Подходит только для стандартной подножки (DDA1510), не для карбоновой подножки (DDA1570))	От €59,00	
Боковые щитки			
DDA1401	Карбоновые боковые щитки	♦	
DDA1408	Карбоновые боковые щитки с защитой от брызг, съемные (не совместимы с подлокотниками DDA1416 и DDA1421)	От €225,00	
Подлокотники			
DDA1416	Подлокотники, регулируемые по высоте, короткие (не совместимы с щитками (DDA1408) и SHh < 420 мм)	От €279,00	
DDA1421	Подлокотники регулируемые по высоте, длинные (не совместимы с щитками (DDA1408) и SHh < 420 мм)	От €298,00	
DDA1411	Трубчатые подлокотники, регулируемые по высоте, съемные/откидные (не совместимы со складными ручками DDA0704 в комбинации с RH < 315 мм или с ручками, регулируемыми по высоте, отдельно установленными DDA0703)	От €429,00	
РАМА			








Цвет рамы (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка)			
<i>Карбоновая рама и титановая рама покраске не подлежат</i>			
DDA0300	Glossy-Black (глянцево-черный)	○	
DDA0354	Night shimmer (серо-зеленый)	○	
DDA0302	Royal blue (тёмно-лазурный)	○	
DDA0303	Royal red (багровый)	○	
DDA0350	Purple fire (темно-фиолетовый)	○	
DDA0315	Silver grey (серый)	○	
DDA0356	Ivory white (слоновая кость)	○	
DDA0358	Smokey grey (дымчатый серый)	○	
DDA0314	Black matt (матово-черный)	○	
DDA0359	Flashy yellow (ярко-желтый)	○	
DDA0365	Mercury blue (голубой)	○	
DDA0366	Dynamite orange (оранжевый)	○	
DDA0367	Atomic violet (фиолетовый)	○	
DDA0368	Nitro pink (розовый)	○	
DDA0370	Red mat (матово-красный)	○	
DDA0371	Caramel bronze (карамельный бронзовый)	○	
Полированный цвет рамы			
<i>Карбоновая рама и титановая рама покраске не подлежат.</i>			
DDA0310	Зеркальный (полированный) <i>(не совместимо: с титановой и карбоновой рамой)</i>	От €315,00	
Цвет рамы, NEON (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка)			
DDA0372	Неон зелёный	По запросу	
DDA0373	Неон жёлтый	По запросу	
DDA0374	Неон розовый	По запросу	
DDA0375	Неон красный	По запросу	
Цвет деталей (CPS) (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка)			
Покраска деталей (CPS) относится к следующим частям: -ступица (втулка) задних колес Starec и High Performance; -обод (борт) задних колес Starec размером 24" (кроме цвета хром); -обод (борт) передних колес Starec; -боковые фиксаторы; -адаптер фиксации заднего колеса; -вилки передних колес			
Не включает сами передние колеса Starec			
DDA0330	Techno-anthracite (антрацитовый)	От €239,00	
DDA0334	B-blue (синий)	От €239,00	
DDA0329	Comet red (красный)	От €239,00	
DDA0336	Artic blue (светло-голубой)	От €239,00	
DDA0337	Copper glaze (медный)	От €239,00	
DDA0338	Хром (<i>диск колеса Starec доступен только в черном цвете при выборе CPS хром</i>)	От €239,00	
DDA0339	Champagne (шампань)	От €239,00	
DDA0340	Olive (оливковый)	От €239,00	
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА			
Тип передних колес			
<i>5" передние колеса совместимы с рамой 90° только при приводных колесах 26"!</i>			
DDA0800	3" Supersport	○	
DDA0801	4" Everyday (черные прорезиненные)	○	
DDA0860	4" Comfort (мягкие, черные, прорезиненные)	○	
DDA0809	4" Starec черный	От €114,00	
DDA0861	4" Starec хром	От €114,00	
DDA0803	4" Starec антрацит	От €114,00	
DDA0808	4" Starec красный	От €114,00	
DDA0830	4" Starec медный	От €114,00	
DDA0825	4" Starec шампанское	От €114,00	
DDA0807	4" Starec синий	От €114,00	
DDA0831	4" Starec голубой	От €114,00	
DDA0826	4" Starec оливковый	От €114,00	
DDA0796	4" FrogLegs с черным диском	От €114,00	
DDA0797	4" FrogLegs с серебряным диском	От €114,00	







DDA0810	5" Everyday (резина черного цвета)	○	
DDA0863	5" Comfort, мягкие, черные резиновые	◆	
DDA0819	5" Starec черный (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0862	5" Starec хром (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0813	5" Starec антрацит (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0818	5" Starec красный (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0833	5" Starec медный (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0827	5" Starec шампанское (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0817	5" Starec синий (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0832	5" Starec голубой (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0828	5" Starec оливковый (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0798	5" FrogLegs с черным диском (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
DDA0799	5" FrogLegs с серебряным диском (не совместимы с 90°, SHV<480мм)	От €114,00	
ЗАДНИЕ КОЛЕСА			
Система привода одной рукой Не совместима с Vario-ax (DDA0276), карбоновой осью (DDA0278), защитой спиц (DDA1200/1202), быстросъемной осью при тетрапегии, развалом колес 3° и 6°			
DDA1118	Система привода одной рукой, правая сторона (Облегченные, без протектора, шины 7 bar, алюминиевый обод)	От €730,00	
DDA1119	Система привода одной рукой, левая сторона (Облегченные, без протектора, шины 7 bar, алюминиевый обод)	От €730,00	
Адаптер задних колес (фиксация задних колес)			
DDA0250	Стандартная фиксация задних колес	◆	
DDA0248	Облегченный адаптер (удлинненный) Для позиций 1,2 и 3 только! Не для карбоновых и титановых рам, карбоновой оси! Не совместим с SHh<410 мм	От €205,00	
DDA0251	Удлинненный адаптер Не для карбоновых и титановых рам, карбоновой оси! Не совместим с SHh<410 мм	От €215,00	
Тип первой оси			
DDA0276	Vario-Ax, регулируемый развал колес 1°/3°/7°/10° !Только с активными тормозами возможен 10° развал колес (не совместима с системой привода одной рукой DDA1118/ DDA1119)	От €515,00	
DDA0277	Стандартная ось	○	
DDA0278	Карбоновая ось (не совместима с адаптером) (не совместима с системой привода одной рукой DDA1118/ DDA1119)	От €159,00	
Фиксация колес на первой оси Только при использовании удлиненного адаптера (DDA0251, DDA0248)			
DDA0263	1е положение (при выборе 2-й оси: для установки 1-й оси требуется 1-е положение спереди)	○	
DDA0264	2е положение	○	

Ред. 23.03.2020

DDA0265	3е положение	○	
DDA0266	4е положение	○	
DDA0267	5е положение	○	
Угол развала колес			
DDA0270	0°	○	
DDA0271	3°	◆	
DDA0272	6°	○	
Тип второй оси			
<i>Только с адаптером DDA0251 – 2 ось только в положении 5</i>			
DDA0252	Стандартная Не совместима с системой привода одной рукой (DDA1118/ DDA1119)	От €229,00	
DDA0280	Vario-Ax, регулируемый угол развала колес 1°/3°/7°/10° Не совместима с системой привода одной рукой (DDA1118/ DDA1119)	От €455,00	
Угол развала второй оси			
<i>Максим. 3° первой оси – если одна из осей Vario-Ax, 2я ось может быть только 0° или 3°</i>			
DDA0270	0°	○	
DDA0271	3°	○	
DDA0272	6°	○	
Быстросъемная ось при тетрапегии			
DDA0909	Быстросъемная ось при тетрапегии <i>(не совместима с колесами с барабанными тормозами DDA0927)</i> <i>(не совместима с колесами модели Spinergy LXX DDA0906)</i>	От €125,00	
Размеры задних колес			
DDA0902	24"	◆	
DDA0925	25" (Возможны только в исполнении High Performance) <i>(не совместимы с защитой спиц DDA1200/1202/1208)</i>	○	
DDA0903	26" <i>(не совместимы с активным тормозом DDA1303)</i>	○	
Тип задних колес			
DDA0915	24", 26" kuschall Starec Если не выбран CPS- цвет, втулка и борт колеса бесцветные	◆	
DDA0908	24 " High Performance Если выбран CPS-цвет, втулка в цвет CPS, борт колеса - черный. Если CPS-цвет не выбран, втулка - черная. <i>(не совместимы с литыми шинами)</i>	От €299,00	
DDA0918	25" High Performance Если выбран CPS-цвет, втулка в цвет CPS, борт колеса - черный. Если CPS-цвет не выбран, втулка - черная. <i>(не совместимы с литыми шинами)</i>	От €389,00	
DDA0906	24" Колеса модели Spinergy LXX Втулка, борт, спицы - черные. CPS цвет - невозможен <i>(не совместимы с литыми шинами),</i> <i>(не совместимы с быстросъемной осью при тетрапегии DDA0909)</i>	От €719,00	
DDA0912	25" Колеса модели Spinergy LXX Втулка, борт, спицы - черные. CPS цвет - невозможен <i>(не совместимы с литыми шинами),</i> <i>(не совместимы с быстросъемной осью при тетрапегии DDA0909)</i>	От €809,00	
DDA0927	Колеса со встроенными барабанными тормозами 24 спицы, втулка и борт колеса черные. CPS цвет - невозможен <i>(не совместимы с быстросъемной осью при тетрапегии DDA0909), Vario-Ax (DDA0276/0280), с литыми шинами DDA1004/1006)</i>	От €769,00	
DDA0913	24" «Mountain Bike» CPS цвет - невозможен <i>(возможны только с алюминиевыми или прорезиненными ободьями)</i>	От €398,00	

Тип шин				
DDA1014	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun черный/серый	◆		
DDA1002	24" С протектором, высокого давления (7 бар)	○		
DDA1010	24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus (с антипрокольным слоем)	От €69,00		
DDA1004	24" Литые, с протектором, серые (не совместимы с колесами High Performance (DDA0908/0918), Spinegy LXX (DDA0906) и с колесами с барабанными тормозами (DDA0927))	От €40,00		
DDA1006	24" Литые (тип KIK), черные (не совместимы с колесами High Performance (DDA0908/0918), Spinegy LXX (DDA0906) и с колесами с барабанными тормозами (DDA0927))	От €55,00		
DDA1011	24" Schwalbe ONE	От €79,00		
DDA1013	24" Schwalbe Rightrun, синие	От €49,00		
DDA1007	24" Литая облегчённая шина, серый (не совместимы с колесами High Performance (DDA0908/0918), Spinegy LXX (DDA0906) и с колесами с барабанными тормозами (DDA0927))	От €40,00		
Антипрокольное покрытие				
DDA1020	Антипрокольное покрытие (не совместимо с шинами Marathon Plus Evolution (DDA1010) и литыми шинами)	От €82,00		
Обод				
DDA1102	24", 26" Прорезиненный, дистанция 30 или 40 мм	От €209,00		
DDA1104	24", 26" Стальной, дистанция 30 мм (не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913))	От €65,00		

DDA1106	24" Титановый, дистанция 30 мм (не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913))	От €219,00	
DDA1107	24" Титановый, дистанция 40 мм (не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913))	От €379,00	
DDA1113	24", 25", 26" Алюминиевый, серый, дистанция 30 мм	◆	
DDA1114	24", 25", 26" Алюминиевый, серый, дистанция 40 мм	○	
DDA1117	24", 25", 26" Алюминиевый, черный, дистанция 30 мм	○	
DDA1122	24" Carbolife Curve-L, расстояние до колеса 30 мм.	От €450,00	
DDA1120	24", 25" Surge LT, дистанция 30 мм (не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913))	От €359,00	
DDA1121	24" Carbolife Gekko, расстояние до колеса 30 мм.	От €395,00	
Защита на спицы задних колес			
DDA1200	24", 26" Прозрачная	От €139,00	
DDA1202	24" Kusch чёрная (не совместима с колесами Spinergy LXX DDA0906, Mountain Bike DDA0913)	От €139,00	
DDA1208	24" прозрачная и белая с логотипом Kuschall (не совместима с колесами Spinergy LXX DDA0906, Mountain Bike DDA0913)	От €139,00	
ОПЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ			
Тормоза			

DDA1300	Стандартный тормоз, изогнутый рычаг	◆	
DDA1302	Тормоз Performance (не совместимы с Vario-Ax DDA0276 и DDA0280)	От €145,00	
DDA1303	Активные тормоза (не совместимы с колесами диаметра 26" (DDA0903))	От €69,00	
Ручка тормоза			
DDA1310	Удлиненная ручка тормоза, применима только к стандартным тормозам, с изогнутыми рычагами	От €59,00	
Антипрокидыватели			
DDA1702	Антипрокидыватель одинарный, справа	От €200,00	
DDA1703	Антипрокидыватель одинарный, слева	От €200,00	
DDA1704	Антипрокидыватели с двух сторон	От €395,00	
DDA1705	Активный антипрокидыватель (не совместимы с адаптером (DDA0248/0251), карбоновой осью (DDA0278) или с колесами диаметра 26" (DDA0903))	От €370,00	
Комплект для перевозки коляски (Совместимы только с высотой спинки ≥400 мм, алюминиевой рамой, всеми спинками, кроме Matrix)			
DDA1770	Комплект для транспортировки в машине и ремень безопасности	От €49,00	
Ремень			
DDA1730	Газовый ремень безопасности (не совместим с комплектом для транспортировки (DDA1770))	От €49,00	
Светоотражатели (катафоты)			
DDA1710	Светоотражатели, установлены на спицы	◆	
DDA1711	Светоотражатели без установки на спицы	○	
АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ			
Аксессуары			
DDA1744	Держатель сумки (без установки) (не совместим с титановой рамой (DDA0287/0292) и карбоновой рамой (DDA0288))	От €345,00	
DDA1745	Держатель бутылки, включая бутылку (без установки)	От €55,00	
Транзитные колеса			
DDA1700	Транзитные колеса 3"	От €786,00	
Защита на раму			
DDA1739	Мягкая передняя защита на раму на липучках 2 шт (не совместимы с высоко-расположенной подножкой и карбоновой рамой (DDA0288))	От €39,00	
Насос			
DDA1715	Ручной насос Не монтируется при ширине сиденья 340 мм	От €28,00	
Часы Kuschall			
DDA1712	Часы, установленные на вилку передних колес, справа	От €147,00	

Ред. 23.03.2020

DDA1713	Часы, установленные на вилку передних колес, слева	От €147,00	
Инструменты			
DDA1717	Набор инструментов	От €25,00	
DDA1727	Набор для регулировки высоты сиденья сзади	От €152,00	
Держатель трости			
DDA1706	Держатель расположен справа	От €95,00	
DDA1707	Держатель расположен слева	От €95,00	
DDA1719	Держатель с двух сторон	От €179,00	
Сумки			
DDA1728	Сумка для колес 24" и 26"	От €75,00	
DDA1734	Дополнительный комплект колес 24" Mountain Bike с сумкой (шины, алюминиевый обод для толкания и быстросъемные оси в комплекте)	От €499,00	

Цвет рамы (должны соответствовать перечню в бланке):



Цвет деталей CPS (должны соответствовать перечню в бланке):

